

DAS GESAMTPAKET

dental
bauer



ZUSATZOPTIONEN

PROKONZEPT®-Starterpaket

- Grundpaket:
 - Dokumentenmanagement-Software der Firma DIOS GmbH inkl. eines Software-Wartungsvertrages für Software-Updates, inklusive Hotline
 - Muster-Dokumente
 - Software-Installation im Einzel- oder Mehrplatz-System sowie eine Einweisung in die DIOS-Software und eine Microsoft-Word-Basiserschulung in der Praxis innerhalb eines Termins durch die Firma VisionmaxX
 - Erstellung eines EDV-Inventar-Handbuchs durch die Firma VisionmaxX
 - Geräteaufnahme in der Praxis und Erstellung eines aktuellen Bestandsverzeichnisses gemäß § 8 MPBetreibV.
- Dies geschieht in Zusammenarbeit mit einem verantwortlichen Mitarbeiter aus Ihrer Praxis, einem Servicetechniker und Ihrem Fachberater der Firma dental bauer.
- Aktualisierung Ihres Bestandsverzeichnisses während der Laufzeit bei Bedarf
- Unterstützung des Praxisteams bei der Umsetzung und Dokumentenindividualisierung
- Jährliche Premium-Technik-Auswertung

Nach Ablauf von zwei Jahren verlängert sich das **PROKONZEPT®**-Paket mit Wartungsvertrag der Firma DIOS GmbH automatisch um weitere 12 Monate für EUR 990,00 zzgl. gesetzlicher MwSt. Sollten Sie keine Verlängerung von **PROKONZEPT®** und dem Wartungsvertrag der Firma DIOS wünschen, so ist vor Ablauf der Vertragslaufzeit mit einer Frist von zwei Monaten schriftlich bei der dental bauer GmbH & Co. KG zu kündigen.

- Gerätemanagement bis fünf Zimmer (pro weiteres Zimmer EUR 160,00)
- Laufzeit zwei Jahre

Für alle Kunden die sich entschlossen haben, im Rahmen des Kaufs von PROKONZEPT® eine Starter- oder Premiumvereinbarung abzuschließen.
(mind. EUR 10.000,00 Material-Abnahme-Vereinbarung pro Jahr, Nachbelastung bei Nicht-erfüllung EUR 2.000,00 im jeweiligen Folgejahr. Die Laufzeit beginnt zum 1. des Folgemonats zum Auftragsdatum, keine Ratenzahlung möglich)

EUR 3.990,00
zzgl. MwSt.

VISION MAXX

EDV-Einsteigerpaket

■ Hygiene-Digitalisierungspaket:

Diese Ausbaustufe der Dokumentation erfolgt über eine eigene EDV-Hardware im Sterilisationsraum. Benötigt wird hierfür ein Netzwerkanschluss im Aufbereitungsraum. Falls kein Netzwerkanschluss vorhanden ist, können Alternativen wie WLAN geprüft werden.

- dios MP Hygiene Std.
- PC-Monitorlösung All-in-One 22 in Farbe Weiß (CPU i3-2120T, 8 GB Arbeitsspeicher, 500 GB Festplatte, Grafikkarte Windows 10 Prof.)
- Wandbefestigung für All-in-One-PC
- desinfizierbare Tastatur- und Mauslösung
- notwendiger Kabelsatz für die Hygienegeräte
- ComServer für die Übertragung der Protokolle über das Netzwerk
- Etikettendrucker, 1.000 Stück Haftetiketten sowie Folienband
- Barcodescanner USB
- Installation der Hardware und der Software iosa Hygiene Std. in Ihrer Praxis
- Anbindung von dios an Ihre Patientenverwaltungssoftware
- Konfiguration der Geräte in dios

■ Starterpaket Praxis-EDV:

- Server
- fünf Workstationen
- Befundungsmonitor
- Arbeitsstation
- Sterilanbindung zur digitalisierten Dokumentation

* Es können Folgekosten für erweiterte Anfahrt, Installation, Einweisung, Hardware je nach Praxissituation entstehen.

diosMP

EUR 18.350,00
zzgl. MwSt.

PROKONZEPT®
dental bauer

Abbildungen beispielhaft. Unverbindliche Preisempfehlung. Gültig bis 31.12.2021 für Existenzgründer unter Berücksichtigung der Aktionsmodalitäten. Preiserhöhungen vorbehalten.
Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

www.dentalbauer.de

EXISTKONZEPT^{db}

Die Plattform von dental bauer für Existenzgründer

EXISTENZGRÜNDUNG

dental bauer bietet Ihnen ein wirkungsvolles Portfolio an Instrumenten und Methoden zur professionellen Unterstützung bei Ihrer erfolgreichen Existenzgründung. Unsere erfahrenen Berater helfen Ihnen vor Ort, die richtigen und wichtigen Entscheidungen zu treffen und diese vorteilhaft in die Praxis umzusetzen bei ...

- Bedarfs- und Standortanalyse
- Objektvermittlung
- Praxisplanung und Investitionskostenaufstellung

PRAXISBÖRSE

Nutzen Sie unsere Praxisbörse um Ihre Praxis zu finden! Wir vermitteln Ihnen die Praxis nach Ihrem Bedarf, angepasst an Größe, Standort und Infrastruktur. Und das bundesweit.

Über 250 Praxen deutschlandweit warten auf einen Nachfolger!

Wir sind an 33 Standorten in 4 Ländern vertreten. Mehr unter www.dentalbauer.de

existKONZEPT^{db}
durchstarten mit dental bauer



www.dentalbauer.de

dental
bauer



EXISTENZGRÜNDER-PAKETE

Starten Sie mit uns durch!

existKONZEPT^{db}
durchstarten mit dental bauer



www.dentalbauer.de

dental
bauer



Zusammen zum Erfolg!

1
BEHANDLUNG

2
RÖNTGEN

3
AUFBEREITUNG

4
KRAFT-MASCHINEN

5
MATERIAL+INSTRUMENTE

Ob Praxisneugründung, -renovierung, -umbau oder -umzug: Wir begleiten und unterstützen Sie bei Ihrem Projekt in der Praxisplanung. Unsere erfahrenen Existenzgründungsberater entwickeln mit Ihnen ein für Sie strukturiertes, transparentes und vor allem realisierbares Konzept im Hinblick auf den nachhaltigen Praxiserfolg. Hier fließen eine Vielzahl an relevanten Aspekten unter Berücksichtigung der persönlichen Situation in die Konzeption ein. Dazu gehört auch eine **Investitionskostenaufstellung**. Denn die Frage, was eine Existenzgründung kostet, kann stets nur individuell beantwortet werden.

Was ist wichtig? Was brauchen Sie wirklich? Worauf können Sie verzichten? Die Antwort auf diese Fragen sowie individuelle Erwartungen, technische und organisatorische Rahmenbedingungen ermitteln wir in unserer **Bedarfsanalyse**. Denn nur wer seinen Bedarf kennt, kann später erfolgreich in der Praxis arbeiten. Die Antworten sind bares Geld wert.

dental bauer bietet Ihnen ein wirkungsvolles Portfolio an Instrumenten und Methoden zur professionellen Unterstützung bei Praxisübernahme, Praxisneugründung und Praxiseinstieg. Unsere erfahrenen Berater helfen Ihnen vor Ort die richtigen und wichtigen Entscheidungen zu treffen und diese vorteilhaft in die Praxis umzusetzen. Um Ihnen einen ersten Anhaltspunkt zum Thema Geräte-Anschaffung zu geben, haben wir für Sie beispielhaft die **fünf relevanten Praxisbereiche als kostengünstige Existenzgründer-Pakete** zusammengefasst. Für Planungssicherheit und zinsgünstige Finanzierungsmittel benötigen Sie dennoch eine persönliche, auf Ihr Praxiskonzept abgestimmte Beratung mit Kostenbudgetierung. In einer solchen Kalkulation muss eine umfangreiche, exakte Kostenaufstellung aller dentaler und nicht-dentaler Investitionen enthalten sein. Sie bekommen von uns alles realistisch kalkuliert und erhalten einen sicheren Grundstein für **Ihre erfolgversprechende Existenzgründung**.



existKONZEPT^{db}
durchstarten mit dental bauer



Paket 1

2x BEHANDLUNG

Alles* mal 2
Zwei Behandlungsplätze,
Zweimal Ausstattung*,
Ein Preis
*außer AirFlow One

2x dental bauer blue line Behandlungsplatz

- 3-Wegepritze Arzt
- Lichtturbineineinrichtung
- ULTRADENT Micromotor K2
- Zahnsteinentferner Newtron ohne Licht
- Anschlusskasten mit DVGW-Trennstrecke, Permanent- und Intensiventkeimung
- Mundspülbeckenventil zum Anschluss an die zentrale Nassabsaugung
- OP-Leuchte LED, Solaris 3
- dental bauer Designapplikationen in blau
- inkl. Vorbereitung EMS Prophylaxe Anschluss Station+



je 2x Hand- und Winkelstücke

- 2x EXPERTorque E 680 – Turbine
- 2x EXPERTmatic E 25 L – rotes Winkelstück
- 2x EXPERTmatic E 20 L – blaues Winkelstück
- 2x EXPERTmatic E 15 L – grünes Winkelstück
- 2x EXPERTmatic E 10 C – Handstück



2x Capmix

Universalmischgerät für Dentalmineralien in Kapseln. Der praktische Schnellverschluss erleichtert das Einlegen und Entnehmen der Kapsel.



2x Möbel 4er-Zeile

Möbelzeile aus Holz, für Ihre Praxiszimmer. Bestehend aus: Waschbeckenschrank, Arztschrank, Helferinnenschrank und Geräteschrank.



Abbildungen beispielhaft. Unverbindliche Preisempfehlung. Gültig bis 31.12.2021 für Existenzgründer unter Berücksichtigung der Aktionsmodalitäten. Preiserhöhungen vorbehalten. Es gelten die aktuellen allgemeinen Verkaufs- und Leistungsbedingungen der dental bauer GmbH & Co. KG (AGB), welche im Internet jederzeit unter www.dentalbauer.de eingesehen werden können. Preise verstehen sich rein netto ohne Abzug, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Irrtum und Satzfehler vorbehalten.

Paket 2

RÖNTGEN

Röntgenschürze

Dentalschürze für OPG-Geräte.



Röntgen-Wandklappstuhl

Eleganter Röntgen-Wandklappstuhl.

- mit U-Kopfstütze
- Sitz mit stabiler Bodenabstützung
- Sitz hochklappbar



VistaPano S – Digitales Panoramaröntgengerät mit S-Pan Technologie

- 17 Röntgenprogramme
- 4 Kinderprogramme: Aufnahmemodus mit verkleinertem Belichtungsbereich und Dosisreduzierung um 45 % bis 56 %
- bedienerfreundliches 7"-Touch-Display
- einfaches Speichern oder Versenden per E-Mail von Bildern
- praktische Nutzung der Bilddaten auch auf iPad möglich
- mit bewährter Dürr Dental Imaging-Software

Innovative S-Pan Technologie von Dürr Dental erzeugt ein Panoramabild in bestmöglicher Schärfe, die durch das automatische Zusammensetzen der am besten fokussierten Einzelfragmente erzielt wird.



VistaIntra DC

Intraoraler Röntgenstrahler.

- perfekt abgestimmt auf Speicherfolie und Sensor
- einfaches Bedienkonzept
- hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer der Röntgenröhre
- konstante Strahlung
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- DC-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck
- DAP (Dosisflächenproduktanzeige) nach Exposition
- modernes, schlankes Design für einfache und genaue Positionierung
- in drei Arbeitslängen lieferbar von 1.670-2.120 mm



VistaScan Mini Plus

Speicherfolienscanner mit PCS-Technologie und integrierter Löschfunktion. Röntgen und Scannen direkt am Behandlungsplatz bei voller Flexibilität der intraoralen Aufnahmeformate.



VistaPano S – Digitales Panoramaröntgengerät mit S-Pan Technologie

Paketpreis ab EUR 32.700,00

zzgl. MwSt. und gesetzlich vorgeschriebener Röntgenprüfungen



Paket 3

AUFBEREITUNG UND STERILISATION

INOXKONZEPT®

Sterizeile INOXKONZEPT®

Sie ist die richtige Lösung für alle professionellen Aufbereitungsräume. Die dargestellte Möbelzeile mit allen Schränken, inkl. Steckdosen, ohne Geräte und Zubehör: L: 370 cm, T: 71 cm.



Vacuklav®40 B+ Evolution mit MELAdem 53

Der Premium Schnell-Autoklav für Ihre Zahnarztpraxis.

- 1x Vacuklav 40 B+ Evolution
- 2x Tablett schmal (kurz)
- 6x Tablett für 30-B/31-B/40-B
- 1x MELAdem 53
- 1x Wasserverteiler für MELAdem 53
- 1x MELAflash CF-Card
- 1x Kartenlesegerät für MELAflash
- 1x MELAcontrol PRO
- Halterung E Plus kurz (ausschließlich nutzbar bei vorhandenem RDG-Anschluss)




MELAtherm®10 Evolution (inkl. CF-Card und Metherm Starter-Set)

- 1x MELAtherm 10 Evolution
- 1x Basiskorb mit Injektorschiene und Cleanfinity Filter
- 1x Kartenlesegerät für MELAflash
- 1x Flexkorb 2
- 1x Einsatzgestell für 3 MELAstore
- 3x MELAstore-Tray 100
- 1x Instrumentenkorb standard
- 1x Injektorkorb Flex 1
- 6x Adapter für Spitzen
- 1x Kleinteilebehälter
- 1x Einsatzgestell für Abdruck

kostenfreie Zugabe: Metherm Starter-Set C* bestehend aus:

- 1x Metherm 50 – Reiniger
- 1x Metherm 55 – Neutralisator C
- 1x Metherm 60 – Klarspüler

* Alternativ kann auch Metherm Starter-Set P gewählt werden.



Sirona DAC Universal

Der DAC UNIVERSAL reinigt, ölt und sterilisiert sechs Übertragungsinstrumente – vollautomatisch per Knopfdruck zum Schutz Ihrer Patienten.

- DAC Universal inkl. Standarddeckel mit sechs Adaptern nach Wahl
- Installationskit nach Wahl



MELAseal 200

für die Folienversiegelung

- validierbar
- komfortabel
- energiesparend



Ultraschall-Reinigungssystem BioSonic® UC150

- 5,7 Liter Edelstahltank
- individuell einstellbare Funktionen
- bietet Platz für mehrere Kassetten gleichzeitig
- Verwendung als Tisch- oder Einbaugerät
- Heizfunktion (25-60 °C) – Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- handschuhfreundlicher Touchscreen

Paketpreis ab EUR 37.400,00

zzgl. MwSt.



Paket 4

KRAFT-MASCHINENRAUM

Zukunftsichere Investition

Kompressor Duo Tandem 2 Agg 400 V

Duo Tandem ist die flexible Lösung für wachsenden Leistungsbedarf. Ausgerüstet mit einem 50-Liter-Tank arbeitet er wahlweise mit einem oder zwei Aggregaten. Netzwerkfähig durch Software VistaSoft Monitor.

Für mehrere Behandlungsplätze ausgelegt.



Individuelle Erstausrüstung

Wir beraten Sie gerne und ermitteln Ihren individuellen Bedarf für den Praxisstart.

* Der Paketpreis beinhaltet einen durchschnittlichen „Startbedarf“ an Verbrauchsmaterialien und Handinstrumenten und ist ausgelegt auf zwei Behandlungszimmer.



dental bauer

Amalgamabscheider CA 4 ohne Gehäuse

Zentrifugalabscheider mit hydrodynamischer Selbstreinigung

- zuverlässige, automatische Füllstandskontrolle
- Anschluss von mehreren Behandlungseinheiten

Paketpreis ab EUR 10.500,00

zzgl. MwSt.



Hotline
00800
77655440
handsreich zum Helfen

www.dentalbauer.de