

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

Rev. 2014-06

1. Stoff-/Zubereitungs-Firmenbezeichnung

Angaben zum Produkt

Handelsname: picodent Isoliermittel Gips gegen Kunststoff

Hersteller/Lieferant:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. +49 2267 6580-0
Fax-Nr. +49 2267 6580-30

Auskunftgebender Bereich:

picodent GmbH
Lüdenscheider Str. 24-26
D-51688 Wipperfürth

www.picodent.de
Telefon-Nr. +49 2267 6580-0
Fax-Nr. +49 2267 6580-30

Notfallauskunft:

picodent GmbH, Wipperfürth

Telefon-Nr. +49 2267 6580-0

2. Mögliche Gefahren

Extreme Rutschgefahr:

Produkt ist sehr schmierig, hohe Viskosität.

Hautkontakt:

Reizungen unwahrscheinlich

Verschlucken:

Nur beim Verschlucken großer Mengen gesundheitsschädigend.

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

Chemische Charakterisierung

Chemischer Name:

Wasser-Alginat-Mischung

Bezogen auf Alginat

C.A.S-Nr: 9005-38-3
EINECS-Nr: 232-680-1

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Hautkontakt:

Bei Berührungen mit der Haut mit reichlich Wasser abwaschen.

Nach Augenkontakt:

Bei Berührungen mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen.

Nach Verschlucken:

Produkt aus dem Mund entfernen. Viel Wasser nachtrinken.
Bei Symptomen den Arzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel:

Nicht brennbar

Schutzausrüstung:

Nicht notwendig. Eventuell Gummibekleidung u. Gummihandschuhe

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

Handelsname: picodent Isoliermittel Gips gegen Kunststoff

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit flüssigkeitsbindendem Material (z.B. Sand, Kieselgur, Sägemehl, Universalbinder) aufnehmen. Rückstände und geringe Mengen mit Wasser entfernen. Gemäß den örtlichen Bestimmungen entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung: Keine besonderen Angaben. Sauber arbeiten, Kontakt vermeiden.

Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen Angaben. Sauber arbeiten, Kontakt vermeiden.

Lagerung: Kühl und trocken lagern. Behälter geschlossen halten.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Hygienemaßnahmen: Die berufsüblichen Hygienemaßnahmen einhalten.

Atemschutz: Nicht anwendbar

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Erscheinungsbild

Geruch : schwacher Eigengeruch
Form: zähflüssig, hoch Viskos
Farben: rötlich transparent

Zustandsänderungen

Dichte: ca. 1,05 g/cm³
Wasserlöslichkeit: sehr gut löslich
pH-Wert: neutral / ca. pH 7
Weitere Angaben: Keine.

10. Stabilität und Reaktivität

Gefährliche Reaktionen: Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen: Starke Erhitzung, vermischen mit anderen Chemikalien

11. Toxikologische Angaben

Akute orale Toxizität: Bei Ratten, keine negative Auswirkung bei einer Dosierung bis zu 5% des Futters

Haut- u. Augenreizung: Kaninchen / leicht reizend

Weitere Angaben: Keine

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

Handelsname: picodent Isoliermittel Gips gegen Kunststoff

12. Umweltbezogene Angaben

Abbaubarkeit:	Gut biologisch abbaubar.	
Biologischer Sauerstoffbedarf:	BOD ₅	ca. 300 mg O ₂ /g
Chemischer Sauerstoffbedarf:	COD	ca. 660 mg O ₂ /g

13. Hinweise zur Entsorgung

Kann unter Beachtung der Vorschriften nach Rücksprache mit dem Entsorger und der zuständigen Behörde mit Hausmüll zusammen entsorgt werden.

14. Angaben zum Transport

Transport / weitere Angaben:	Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
------------------------------	--

15. Rechtsvorschriften

Kennzeichnung gemäß GefStoff/EG:	Nicht kennzeichnungspflichtig
Gefahrenbestimmende Komponente(n) zur Etikettierung:	Keine
Wassergefährdungsklasse:	Klasse 0
Abfallschlüssel:	Entfällt

16. Sonstige Angaben

Keine

Diese Angaben beschreiben ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes / der Produkte und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes / der beschriebenen Produkte im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften dar. Die Lieferspezifikationen entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblättern.